

Živná půda s indikátorem pro pěstování dermatofytů

Nährboden mit Indikator für Dermatophytenzüchtung

P. Fagner, H. Pavličková a M. Sodomková

Kyselá živná půda s fenolovou červení jako indikátorem, podle Taplina et al. v naší modifikaci, se dobře osvědčila. Všechna dermatofyta se zbarvují červeně a červeně také zbarvují živnou půdu. Tato živná půda (v kombinaci s ostatními, běžnými půdami) představuje urychlení a usnadnění v diagnostice dermatofytů.

Der saure Nährboden mit Phenolrot als Indikator nach Taplin et al. hat sich in der von uns verwendeten Modifikation gut bewährt. Alle Dermatophyten verfärben sich rot und färben auch den Nährboden rot. Dieser Nährboden (in Kombination mit den anderen, üblichen Nährböden) ermöglicht eine Beschleunigung und eine Erleichterung der Diagnostik der Dermatophyten.